


## 交換用ブラシ「極細毛ブラシ」

KB-315



約3ヶ月を目安として交換することをおすすめします。

また、3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換の時期です。

※ブラシの交換は電動歯ブラシの取扱説明書に従っておこなってください。

※他の製品に付けて使用しないでください。

## 対応機種

- ドリテック 品番：TB-315 / TB-314  
音波式電動歯ブラシ
- ドリテック 品番：TB-303  
音波式電動歯ブラシ「ドクターソニック」

耐熱温度	70℃
毛のかたさ	極細毛ブラシ：やわらかめ
材質	柄：ABS樹脂 毛：飽和ポリエステル樹脂

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



台紙



パック：PET

品名	交換用ブラシ「極細毛ブラシ」	
品番	KB-315	MADE IN CHINA
KB-315WT ○		
4 536117 029772		

輸入発売元 株式会社ドリテック  
〒343-0824

埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター

0120-875-019

受付時間

月～金10:00～12:00,13:00～16:00  
(祝祭日および当社指定休日を除く)

URL <http://www.dretec.co.jp>

※ミシン目にそって開けてください。